

Formstabile Kontaktlinsen von MPG&E

Materialübersicht

Material	Aus Fluor-Silikon-Acrylat	Farben	UV-Filter	Spezifisches Gewicht (g/cm ³)	Brechungsindex	Dk-Wert	Oberflächenhärte (Shore D)
Boston EO	✓	blau eisblau grün	✓	1,230	1,429	58	83
Boston ES	✓	blau eisblau grün grau klar braun*	✓	1,220	1,443	18	85
Boston XO	✓	eisblau rosa	✓	1,270	1,415	100	81
Optimum Classic	✓	blau eisblau grün grau	✓	1,189	1,450	26	83
Optimum Comfort	✓	blau eisblau grün grau	✓	1,178	1,437	65	79
Optimum Extra	✓	blau eisblau grün grau	✓	1,166	1,431	100	75

* Messkontaktlinsen-Material

Materialempfehlung

	Boston ES	Boston EO	Boston XO	Optimum Classic	Optimum Comfort	Optimum Extra
bei wenig Tränenfilm	+++	++	+	+++	+++	+++
bei lipidhaltigem Tränenfilm	++	++	+	+++	++	++
bei proteinhaltigem Tränenfilm	+++	++	+	+++	++	++
für sehr lange tägliche Tragezeiten	+	++	+++	+	++	+++
Bruchfestigkeit	+++	+++	+	+++	++	++
Oberflächenhärte	+++	++	++	++	+	+
Radien- und Formstabilität	+++	+++	++	+++	++	+

+++ sehr gut

++ gut

+ ausreichend

Kostengünstig mit Mehrwert

Maßgefertigte formstabile Messkontaktlinsen (MKL)

Für einen optimalen und kostengünstigen Anpassprozess können Sie die neuen formstabilen Messkontaktlinsen der MPG&E-Marke COMPACT nutzen. Mit den individuell gefertigten „MKL“ gelangen sie schnell zum Anpass-erfolg und kommen in den Genuss vieler Vorteile.

Individuelle Maßfertigung

Messkontaktlinsen werden individuell für Ihren Kunden in allen erforderlichen Parametern maßgefertigt – Ihr Design ist mit der formstabilen COMPACT-Rezeptlinse identisch.

Bestellung schnell und bequem

Mit wenigen Klicks ordern Sie Messlinsen im MPG&E-Onlineshop, per EyeLite-Software oder klassisch per Telefon.

Positives Seherlebnis

Schon beim ersten Aufsetzen erleben Ihre Kunden die hohe Leistungsfähigkeit formstabiler Kontaktlinsen.

Potenzial für optimierte Anpass-Strategie

Der günstige Preis der hochwertigen MKL kann den Anpass-Prozess beschleunigen: Zum Beispiel durch die gleichzeitige Bestellung unterschiedlicher Parameter für eine Anpassung.

Braun-Tönung

Messkontaktlinsen haben einen braunen Farbton und sind ausschließlich für die Anpassung vorgesehen.

Option für Ihr eigenes MKL-Lager

Messkontaktlinsen müssen nicht zurückgesendet werden. Dies legt den Aufbau eines eigenen Messkontaktlinsenlagers nahe. Außerdem spart es Verpackungs- und Versandkosten und schont – nicht zuletzt – die Umwelt.

Ihr Kontakt zur optimalen Anpassunterstützung

Mehr Informationen zu den Optionen der optimalen Unterstützung bei der Anpassung formstabiler und individueller weicher Kontaktlinsen erhalten Sie von Ihrer Gebietsverkaufsleitung oder am MPG&E-Servicetelefon.

MPG&E Handel und Service GmbH, Moorweg 105,
D-24582 Bordesholm, Servicetelefon +49 (0)4322
750-500, www.mpge.de